



# CVN Arctic Baby+Wrap



1. Poista tuote pakkauksessaan ja suorista Baby+Wrap pehmeä puoli ylöspäin.
2. Laske lapsi Baby+Wrapin päälle siten, että sen jalat menevät taitoksen sisään ja pää hupun sisään. Muista tukea lapsen niska.
3. Käännä Baby+Wrapin reunat eteen suojaamaan lasta siten, että vain sen kasvot jäävät näkyviin.
4. Baby+Wrapillä voidaan suojata lasta myös ihokontaktin aikana.